

În atenția responsabilului cu vigilența dispozitivelor  
medicale / farmaciei centrale / departamentului de  
sterilizare

În atenția departamentului de asigurare a calității sau a  
departamentului însărcinat cu probleme de  
reglementare sau a conducerii

Saint Priest, 22 iulie 2026

**URGENT – AVIZ DE SIGURANȚĂ PE TEREN**  
**ACTUALIZAREA documentului FSN 2026-HHE-004\_005**  
**Sistem de depărtătoare chirurgicale Integra® Omni-Tract®**

**Producător legal:**

Integra LifeSciences Corporation  
4900 Charlemar Drive, Building A 0150 Cincinnati, Ohio 45227 SUA

**Reprezentant CE:**

Integra Lifesciences Services (France) SAS - Immeuble Séquoia 2 - 97 Allée Alexandre Borodine -  
69800 Saint Priest, France - SRN: FR-AR-000002474

**Dispozitivul medical:**

Sistemul de depărtătoare chirurgicale Integra® Omni-Tract este un sistem de depărtătoare montat pe masă, utilizat pentru a asigura depărtare stabilă în timpul intervențiilor chirurgicale invazive prin abord anterior, pentru a depărta temporar țesuturi și organe în scopul de a oferi o vizualizare directă neobstrucționată a țesuturilor și organelor țintă, inclusiv a coloanei vertebrale.

**Scopul clinic principal al dispozitivului:**

Depărtătoarele Integra® Omni-Tract® montate pe masă sunt destinate asigurării unei depărtări stabile în timpul intervențiilor chirurgicale invazive pentru a permite depărtarea temporară și vizualizarea directă a țesuturilor și organelor țintă.

**Referințe vizate:**

Produsele afectate sunt enumerate în Anexa 2.

Stimate Client/Distribuitoare Integra,

Integra LifeSciences emite această actualizare a notificării privind corectarea voluntară a dispozitivului medical, emisă inițial la 11 iunie 2026, pentru a include informații despre o metodă de sterilizare validată suplimentară pentru sistemul de depărtătoare chirurgicale Integra® Omni-Tract®.

**Dorim să vă informăm că testele suplimentare de sterilizare au validat utilizarea unui recipient rigid cu parametrii ciclului de sterilizare cu pre-vacuum enumerați în Tabelul 2A.**

Ca urmare a acestor informații suplimentare, Integra LifeSciences emite o nouă actualizare a Instrucțiunilor de utilizare (IU) pentru sistemul de depărtătoare chirurgicale Integra® Omni-

Tract®, pentru a include parametrii de sterilizare cu pre-vacuum în cazul utilizării unui recipient rigid.

În comunitatul emis la 11 iunie 2026, Integra LifeSciences a furnizat timpi de uscare validați numai pentru tăvile de sterilizare învelite în polipropilenă.

Aceste actualizări au scopul de a asigura uscarea corespunzătoare a dispozitivelor și componentelor Omni-Tract® în timpul sterilizării.

Găsiți produsele vizate de această corectare a IU în **Anexa 2**.

**Tabelul 1: Informații privind distribuția produselor**

| Numărul de produs stabilit de producător (numărul de catalog) | Denumirea produsului (descriere)                         | Numărul UDI              | Numărul de lot        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A se vedea lista anexată (Anexa 2)                            | Sistem de depărtătoare chirurgicale Integra® Omni-Tract® | A se vedea lista anexată | Toate numerele de lot |

#### **Riscuri pentru sănătate:**

Umiditatea reziduală poate crește riscul de compromitere a barierei sterile, ducând la transferul contaminării. Acest lucru poate duce la utilizarea unor dispozitive nesterile și/sau necurate/contaminate în cadrul unei proceduri. Printre pericole se pot număra infecția, reacții adverse tisulare sau inflamația. Nu au fost raportate până în prezent reclamații sau evenimente adverse.

Din evidențele noastre reiese că am livrat către instituția dvs. produse vizate de această corectare a IU. Prin urmare, vă rugăm să urmați acțiunile de mai jos, să completați formularul de confirmare inclus în **Anexa 1** și să trimiteți înapoi formularul de confirmare la Integra LifeSciences.

#### **Clienți / Unitate medicală – Măsurile de luat:**

1. Dacă unitatea dvs. și-a validat propriul proces de sterilizare, rămâne la latitudinea dvs. să urmați procesul validat, luând cunoștință de faptul că Integra LifeSciences a validat doar procesul de sterilizare menționat mai jos.
2. Dacă utilizați metoda de sterilizare prin gravitație, întrerupeți imediat folosirea acestei metode.
3. **Rețineți modificarea din secțiunea privind sterilizarea de mai jos, referitoare la instrucțiunile generale de sterilizare revizuite recent (40-9015 Rev BAB) sau la versiunea anterioară a acestora (40-9015 Rev BAA), precum și la instrucțiunile de utilizare privind sistemul de depărtătoare Mini Wishbone® 40-6008 Rev AAB/Rev AAA.**

## Sterilizarea

După curățarea corespunzătoare înainte de sterilizare, utilizați un recipient rigid sau un ambalaj de sterilizare cu tavă de sterilizare, pentru a vă asigura că dispozitivele și componentele nu sunt deteriorate în timpul transportării la și de la sterilizator.

### Metode de sterilizare cu abur:

Procedurile de validare a procesului au respectat standardele ANSI/AAMI ST79 pentru pre-vacuum. Testarea sterilizării este conformă cu ISO 17665:2024, Anexa B.

Sterilizarea cu abur este metoda validată pentru sterilizarea produselor Omni-Tract într-un recipient rigid aprobat sau într-o tavă învelită în polipropilenă.

Nicio altă metodă nu a fost validată și aprobată pentru a fi utilizată cu produsele Omni-Tract.

**NOTĂ:** Indiferent de ciclul de sterilizare utilizat, instrumentele vor rămâne prea fierbinți pentru utilizarea imediată. Lăsați-le să se răcească suficient înainte de utilizare.

- **Pre-vacuum – Recipient rigid:**

Dacă utilizați un recipient de sterilizare rigid, folosiți unul dintre ciclurile de sterilizare cu pre-vacuum enumerate în **Tabelul 2A** de mai jos, pentru a vă asigura că sistemele de depărtătoare chirurgicale Omni-Tract sunt sterilizate corespunzător după utilizare.

**Tabelul 2A: Parametrii ciclului de sterilizare cu pre-vacuum cu recipient rigid**

| Tip de ciclu | Temperatură   | Timp de expunere | Timp de uscare (minim) |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| Pre-vacuum   | 270°F (132°C) | 4 minute         | 30 de minute           |
| Pre-vacuum   | 273°F (134°C) | 3 minute         | 30 de minute           |
| Pre-vacuum   | 273°F (134°C) | 18 minute        | 30 de minute           |

- **Pre-vacuum – Tavă învelită în polipropilenă:**

Dacă utilizați o tavă învelită în polipropilenă, folosiți unul dintre ciclurile de sterilizare cu pre-vacuum enumerate în Tabelul 2B de mai jos, pentru a vă asigura că sistemele de depărtătoare chirurgicale Omni-Tract sunt sterilizate corespunzător după utilizare.

**Tabelul 2B: Parametrii ciclului de sterilizare cu pre-vacuum cu tavă de sterilizare învelită**

| Tip de ciclu | Temperatură   | Timp de expunere | Timp de uscare (minim) |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| Pre-vacuum   | 270°F (132°C) | 4 minute         | 90 de minute           |
| Pre-vacuum   | 273°F (134°C) | 3 minute         | 110 de minute          |
| Pre-vacuum   | 273°F (134°C) | 18 minute        | 120 de minute          |

**NOTĂ:** Există posibilitatea să se aplice cerințe naționale privind temperatura și timpul de menținere a ciclului utilizat pentru sterilizarea cu abur a dispozitivelor medicale, iar acestea trebuie luate în considerare, după caz.

4. Completați formularul de confirmare inclus în Anexa 1 și trimiteți-l înapoi la Integra LifeSciences. Primirea acestui formular confirmă faptul că Integra a atins un nivel de eficiență a comunicării acestor informații.

5. Disponibilitatea IU actualizate: obțineți instrucțiunile de utilizare (IU) actualizate la linkul furnizat mai jos:

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

**(NOTĂ: INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (IU) ACTUALIZATE VOR FI DISPONIBILE PE SITE-UL INDICAT MAI SUS LA DATA DE 18/08/2026)**

1. Selectați țara și limba corespunzătoare
2. În câmpul „Căutare termen”, introduceți „Omni-tract”
3. Dați clic pe lupă pentru a căuta instrucțiunile de utilizare (IU)

● Search Term

Omni-Tract



**Între timp, vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest Aviz de siguranță pe teren (Field Safety Notice, FSN).**

---

**Numai pentru distribuitori:**

1. Vă rugăm să transmiteți acest aviz clienților dvs.
2. Creați propriul formular de confirmare pentru clienții afectați.
3. Completați formularul de confirmare pentru distribuitori inclus în Anexa 1 și trimiteți înapoi formularul la Integra.

---

Prin completarea acestui formular, confirmați că ați primit acest Aviz de siguranță și că intenționați să respectați pe deplin această notificare. **Așteptăm un răspuns în termen de 3 săptămâni.** De asemenea, confirmați că acest aviz a fost transmis tuturor persoanelor vizate din cadrul organizației dvs.

Vă recomandăm să păstrați o copie a formularului pentru evidențele dvs. Primirea acestui formular asigură faptul că Integra a atins un nivel de eficiență în comunicarea acestor informații.

Autoritățile naționale competente pot efectua audituri ale acțiunilor pe teren de această natură, pentru a verifica dacă clienții noștri au fost notificați și dacă înțeleg natura acțiunii pe teren întreprinse.

Autoritatea națională competentă din țara dvs. a fost alertată cu privire la această acțiune corectivă de siguranță în teren.

Vă mulțumim pentru cooperarea dvs. cu privire la această acțiune corectivă de siguranță pe teren și pentru trimiterea formularului de răspuns atașat.

**Rețineți că informațiile din această notificare privind acțiunile corective de siguranță pe teren vor fi adăugate prin intermediul unei note la fiecare produs care va fi livrat la comenzi, până când produsele vor conține IU actualizate și până când vor fi obținute aprobările pertinente în țara dvs., după caz.**



Nu ezitați să contactați Departamentul nostru de supraveghere ulterioară introducerii pe piață la [emea-fsca@integralife.com](mailto:emea-fsca@integralife.com) pentru orice întrebare suplimentară. Vă suntem recunoscători pentru cooperare și vă mulțumim pentru colaborarea continuă.

Cu stimă,  
Departamentul de supraveghere ulterioară introducerii pe piață

**Anexa 1:** Formular de răspuns la Avizul de siguranță pe teren (Client sau Distribuitor)

**Anexa 2:** Produse afectate

## FORMULAR DE RĂSPUNS AL CLIENTULUI

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Informații privind avizul de siguranță pe teren (FSN)</b>    |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Număr de referință FSN                                             | FSN-2026-HHE-004_005 A                                                                                                                                                                                    |  |
| Data FSN                                                           | 22/07/2026                                                                                                                                                                                                |  |
| Denumirea dispozitivului                                           | Depărtător chirurgical Integra® Omni-Tract®                                                                                                                                                               |  |
| Codul produsului                                                   | A se vedea Anexa 2                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>2. Datele clientului</b>                                        |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Număr cont                                                         |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Numele organizației de sănătate*                                   |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Adresa organizației*                                               |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Departament/unitate                                                |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Adresa de expediere, dacă este diferită de cea de mai sus          |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Nume de contact*                                                   |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Titlu sau funcție                                                  |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Număr de telefon*                                                  |                                                                                                                                                                                                           |  |
| E-mail*                                                            |                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>3. Măsurile luate de client în numele organizației medicale</b> |                                                                                                                                                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/>                                           | Confirm primirea Avizului de siguranță pe teren și că am citit și am înțeles conținutul acestuia.                                                                                                         |  |
| <input type="checkbox"/>                                           | Am efectuat toate acțiunile solicitate în Avizul de siguranță pe teren (Field Safety Notice, FSN).                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/>                                           | Informațiile și măsurile necesare au fost aduse la cunoștința tuturor utilizatorilor relevanți și au fost aplicate.                                                                                       |  |
| <input type="checkbox"/>                                           | <u>Nu</u> dețin unități afectate.                                                                                                                                                                         |  |
| Nume în clar*                                                      |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Semnătura*                                                         |                                                                                                                                                                                                           |  |
| Data*                                                              |                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>4. Trimiteți confirmarea expeditorului</b>                      |                                                                                                                                                                                                           |  |
| E-mail                                                             | <a href="mailto:emea-fsca@integralife.com">emea-fsca@integralife.com</a>                                                                                                                                  |  |
| Linie de asistență telefonică pentru distribuitori                 | +33 (0) 6 30 20 69 66                                                                                                                                                                                     |  |
| Adresa poștală                                                     | Departamentul de supraveghere ulterioară<br>introducerii pe piață<br>Integra Immeuble Séquoia 2- 97 allée Alexandre<br>Borodine<br>Parc technologique de la Porte des Alpes 69800<br>Saint Priest, France |  |
| Portal web                                                         | <a href="https://integralife.com">https://integralife.com</a>                                                                                                                                             |  |
| Termenul pentru returnarea formularului de răspuns al clientului*  | 24/08/2026                                                                                                                                                                                                |  |

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu \*

Este important ca organizația dvs. să ia măsurile detaliate în avizul FSN și să confirme că primirea avizului FSN.  
Răspunsul organizației dvs. reprezintă dovada de care avem nevoie pentru a monitoriza progresul acțiunii corective.

## FORMULAR DE RĂSPUNS AL DISTRIBUITORULUI

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Informații privind avizul de siguranță pe teren (FSN)</b>              |                                                                                                                                                                                                        |
| Număr de referință FSN                                                       | FSN-2026-HHE-004_005 A                                                                                                                                                                                 |
| Data FSN                                                                     | 22/07/2026                                                                                                                                                                                             |
| Denumirea dispozitivului                                                     | Depărtător chirurgical Integra® Omni-Tract®                                                                                                                                                            |
| Codul produsului                                                             | A se vedea Anexa 2.                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Datele distribuitorului/importatorului</b>                             |                                                                                                                                                                                                        |
| Număr SRN                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Numele companiei*                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Număr cont                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| Adresă*                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| Adresa de expediere, dacă este diferită de cea de mai sus                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Nume de contact*                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| Titlu sau funcție                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Număr de telefon*                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| E-mail*                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Distribuitori/Importatori (bifați toate variantele care se aplică)</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                     | Confirm primirea Avizului de siguranță pe teren și confirm că am citit și am înțeles conținutul acestuia.*                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                     | Am verificat stocul meu și nu am produse afectate                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                     | Am identificat clienții și i-am informat cu privire la acest Aviz de siguranță pe teren*                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                     | Am atașat lista de clienți                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                     | Am primit confirmarea de răspuns de la toți clienții identificați                                                                                                                                      |
| Data comunicării:                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Nume în clar*                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Numele distribuitorului se tipărește aici                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Semnătura*                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| Distribuitorul semnează aici                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| Data *                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Trimiteți confirmarea expeditorului</b>                                |                                                                                                                                                                                                        |
| E-mail                                                                       | emea-fsca@integralife.com                                                                                                                                                                              |
| Linie de asistență telefonică pentru distribuitori                           | +33 (0) 6 30 20 69 66                                                                                                                                                                                  |
| Adresa poștală                                                               | Departamentul de supraveghere ulterioară introducerii pe piață<br>Integra Immeuble Séquoia 2,<br>97 allée Alexandre Borodine<br>Parc technologique de la Porte des Alpes<br>69800 Saint Priest, France |
| Portal web                                                                   | <a href="https://integralife.com">https://integralife.com</a>                                                                                                                                          |
| Termenul pentru returnarea formularului de răspuns al clientului*            | 24/08/2026                                                                                                                                                                                             |

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu \*

Este important ca organizația dvs. să ia măsurile detaliate în avizul FSN și să confirme că primirea avizului FSN.  
Răspunsul organizației dvs. reprezintă dovada de care avem nevoie pentru a monitoriza progresul acțiunii corective.

## ANEXA 2: Produse afectate

| SKU  | Denumirea și descrierea produsului                                                                    | UDI            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3055 | Ansamblu tijă, articulație simplă                                                                     | 10381780268505 |
| 3069 | Ansamblu ax suport lamă, 9 in (22,9 cm)                                                               | 10381780268512 |
| 3076 | Ansamblu bară transversală, standard                                                                  | 10381780268529 |
| 3092 | Lamă hepatică Doherty GHL, 4–1/4 in x 3 in (10,8 cm x 7,6 cm) cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm)          | 10381780268550 |
| 3093 | Lamă hepatică Lechner-Harrington, 5 in x 3–1/2 in (12,7 cm x 8,9 cm) cu orificiu de 3/8 in (1,0 CM)   | 10381780268567 |
| 3096 | Depărtător fix Mayo, 2–3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                                                | 10381780268581 |
| 3098 | Lamă pivotantă tip gard, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm) cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm)               | 10381780268598 |
| 3099 | Depărtător splahnhic fix, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)                                              | 10381780268604 |
| 3137 | Lamă pivotantă tip gard, utilizabil cu degetul, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm)                        | 10381780268697 |
| 3142 | Lamă pivotantă Mayo lată cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)           | 10381780268710 |
| 3146 | Depărtător fix Kelly modificat, 3 in x 3,5 in (7,6 cm x 8,9 cm)                                       | 10381780268734 |
| 3148 | Depărtător Kelly modificat, 3 in x 4 1/2 in (7,6 cm x 11,4 cm), fix                                   | 10381780268758 |
| 3176 | Lamă pivotantă lată adâncă Mayo, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 3,5 in x 4 in (8,9 cm x 10,2 cm)     | 10381780268826 |
| 3177 | Ansamblu braț suport lamă, microreglabil                                                              | 10381780268833 |
| 3185 | Depărtător fix Deaver, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm)                                                 | 10381780268857 |
| 3201 | Depărtător splahnhic fix, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)                                          | 10381780268871 |
| 3203 | Depărtător fix pentru vena renală, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)                                   | 10381780268888 |
| 3216 | Lamă pivotantă pentru vena renală cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)    | 10381780268895 |
| 3217 | Lamă pivotantă pentru vena renală cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)      | 10381780268901 |
| 3218 | Lamă pivotantă splahnhică cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)            | 10381780268918 |
| 3219 | Lamă pivotantă splahnhică pentru venă, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm) | 10381780268925 |
| 3220 | Depărtător pivotant Richardson, 1,5 in x 1,5 in (3,8 cm x 3,8 cm)                                     | 10381780268932 |
| 3274 | Depărtător fix Deaver, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)                                               | 10381780268994 |
| 3335 | Depărtător pivotant Mayo, 2–3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                                           | 10381780269045 |
| 3336 | Depărtător Mayo mini, 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                                                | 10381780269052 |
| 3342 | Depărtător tip greblă, 7/8 in x 1/2 in (2,2 cm x 1,3 cm), curbat mini                                 | 10381780269076 |
| 3343 | Depărtător pivotant Richardson, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm), mini                                   | 10381780269083 |
| 3398 | Depărtător fix Harrington, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)                                             | 10381780269212 |
| 3424 | Set tavă și capac pentru sterilizator, 12 in x 18 in (30,5 cm x 45,7 cm)                              | 10381780269243 |
| 3426 | Depărtător pivotant pentru vena renală, din aluminiu, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)                  | 10381780269250 |
| 3483 | Depărtător pivotant Mayo mini, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)                                          | 10381780269267 |
| 3485 | Depărtător pivotant Mayo mini, 2–3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                                      | 10381780269274 |
| 3520 | Garnitură inelară, DE 0,50 in x Ø 0,070 in (DE 1,3 cm x Ø 0,02 cm), kit de reparații                  | 10381780282273 |
| 3529 | Depărtător splahnhic, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)                                                  | 10381780269281 |
| 3530 | Depărtător fix pentru vena renală, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)                                     | 10381780269298 |
| 3531 | Depărtător Deaver, 2–3/4 in x 8 in (7,0 cm x 20,3 cm)                                                 | 10381780269304 |
| 3532 | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)               | 10381780269311 |
| 3533 | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)               | 10381780269328 |
| 3534 | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)              | 10381780269335 |
| 3535 | Lamă pivotantă tip gard, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)              | 10381780269342 |
| 3536 | Depărtător pivotant Mayo, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)                                          | 10381780269359 |
| 3537 | Lamă pivotantă maleabilă Marshall pentru prostată, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm)                     | 10381780269366 |



| SKU  | Denumirea și descrierea produsului                                                                     | UDI            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3555 | Tijă pentru câmpul steril Omni-Clamp, 0,75 in x 0,50 in (1,8 cm x 1,3 cm)                              | 10381780269373 |
| 3557 | Ansamblu sudat braț, 0,375 in (1,0 cm)                                                                 | 10381780269380 |
| 3565 | Clemă circulară mini, dintr-o singură piesă                                                            | 10381780269397 |
| 3570 | Cadru în formă de semilună cu braț, dintr-o singură piesă, mini                                        | 10381780269403 |
| 3575 | Ansamblu Wishbone, captiv                                                                              | 10381780269410 |
| 3586 | Ansamblu clemă circulară                                                                               | 10381780269427 |
| 3588 | Braț de extensie articulat                                                                             | 10381780269434 |
| 3590 | Depărtător pivotant inghinal, 1–1/2 in x 3–1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm)                                    | 10381780269441 |
| 3592 | Lamă pivotantă cu fantă, maleabilă, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6–1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm) | 10381780269458 |
| 3593 | Lamă pivotantă cu fantă, maleabilă, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 6–1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm) | 10381780269465 |
| 3594 | Depărtător Richardson–Stoney, 3/4 in x 2–1/2 in (1,9 cm x 6,4 cm), microreglabil                       | 10381780269472 |
| 3595 | Clemă rapidă, dintr-o singură piesă                                                                    | 10381780269489 |
| 3596 | Lamă pivotantă Harrington Sweetheart, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)   | 10381780269496 |
| 3597 | Lamă pivotantă Harrington Sweetheart, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm) | 10381780269502 |
| 3601 | Lamă pivotantă splahnnică cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)             | 10381780269519 |
| 3602 | Lamă pivotantă splahnnică cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm)             | 10381780269526 |
| 3605 | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 0,75 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm)             | 10381780269557 |
| 3610 | Ansamblu clemă și bloc                                                                                 | 10381780269564 |
| 3614 | Depărtător pivotant Mayo, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mini                                          | 10381780269571 |
| 3616 | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mini                                      | 10381780269588 |
| 3618 | Depărtător pivotant maleabil, 1/2 in x 1 in (1,3 cm x 2,5 cm), mini                                    | 10381780269595 |
| 3620 | Depărtător pivotant Mayo, 2 in x 1-1/2 in (5,1 cm x 3,8 cm), mini                                      | 10381780269601 |
| 3622 | Suport pentru lamă cu buton 3626, 6 in (15,2 cm)                                                       | 10381780269618 |
| 3623 | Suport pentru lamă cu buton 3626, 9 in (22,9 cm)                                                       | 10381780269625 |
| 3626 | Buton pentru suportul lamei pivotante                                                                  | 10381780269649 |
| 3630 | Buton de microreglare                                                                                  | 10381780269656 |
| 3631 | Ansamblu bolt, I.M.A. Clemă                                                                            | 10381780269663 |
| 3635 | I.M.A. Clemă pentru balustradă                                                                         | 10381780269670 |
| 3640 | Tijă îndoită, I.M.A.                                                                                   | 10381780269687 |
| 3647 | Ansambluri de tijă în T cu clemă, reglabile                                                            | 10381780269694 |
| 3650 | I.M.A. Ansamblu tip greblă, dinți bonți, pătrat                                                        | 10381780269700 |
| 3700 | Tijă pentru câmpul steril Omni-Clamp, 15–3/4 in (40,0 cm)                                              | 10381780269717 |
| 3720 | Lapo-Clamp (suport pentru laparoscop) 5,0 mm / 10,0 mm                                                 | 10381780269724 |
| 3732 | Braț în unghi                                                                                          | 10381780269731 |
| 3740 | Clemă flexibilă                                                                                        | 10381780269748 |
| 3759 | Braț lateral în unghi, 8 in x 18 in (20,3 cm x 45,7 cm)                                                | 10381780269755 |
| 3761 | Ansamblu buton, Omni-Clamp                                                                             | 10381780269762 |
| 3765 | I.M.A. Ansamblu tip greblă, dinți ascuțiți, curbat                                                     | 10381780269786 |
| 3772 | Depărtător pivotant tip gard, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm)                                          | 10381780269793 |
| 3774 | Depărtător pivotant splahnnic, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)                                          | 10381780269809 |
| 3780 | Clemă rapidă mini, dintr-o singură piesă                                                               | 10381780269816 |
| 3782 | Depărtător pivotant pentru vena renală, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)                                 | 10381780269823 |
| 3784 | Depărtător pivotant Deaver, 2–3/4 in x 4–1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)                                     | 10381780269830 |
| 3786 | Depărtător pivotant pentru vens renală, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)                                 | 10381780269847 |
| 3788 | Depărtător pivotant cu fantă, maleabil, 2 in x 6–1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)                             | 10381780269854 |
| 3790 | Depărtător pivotant cu fantă, maleabil, 3 in x 6–1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)                             | 10381780269861 |
| 3792 | Depărtător pivotant maleabil Marshall pentru vezică, 3 in x 6 in (7,6 cm x 15,2 cm)                    | 10381780269878 |
| 3794 | Depărtător pivotant Harrington Sweetheart, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)                              | 10381780269885 |

| SKU  | Denumirea și descrierea produsului                                                   | UDI            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3796 | Depărtător pivotant Harrington Sweetheart, 2-1/2 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)        | 10381780269892 |
| 3798 | Depărtător pivotant splanhnic, 1-1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm)                    | 10381780269908 |
| 3800 | Depărtător pivotant splanhnic, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)                    | 10381780269915 |
| 3812 | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), mini                   | 10381780269960 |
| 3814 | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm), mini                   | 10381780269977 |
| 3816 | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), mini                   | 10381780269984 |
| 3824 | Depărtător pivotant maleabil, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm), mini               | 10381780270027 |
| 3848 | Depărtător pivotant Deaver, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)                           | 10381780270041 |
| 3860 | Depărtător pivotant posterior, 1-3/4 in x 4 in (4,5 cm x 10,2 cm)                    | 10381780270089 |
| 3862 | Depărtător pivotant Kelly modificat, 3 in x 2-1/2 in (7,6 cm x 6,4 cm)               | 10381780270096 |
| 3864 | Depărtător pivotant Kelly modificat, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm)                  | 10381780270102 |
| 3870 | Depărtător pivotant maleabil, 1-1/2 in x 7 in (3,8 cm x 17,8 cm)                     | 10381780270133 |
| 3872 | Depărtător pivotant maleabil, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)                     | 10381780270140 |
| 3874 | Depărtător pivotant maleabil, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)                         | 10381780270157 |
| 3886 | Depărtător pivotant splanhnic, 1-1/2 in x 3-1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm), MINI           | 10381780270218 |
| 3888 | Depărtător pivotant splanhnic, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)                    | 10381780270225 |
| 3890 | Ansamblu suport pentru instrumente                                                   | 10381780270232 |
| 3892 | Depărtător pivotant tip gard, 4 in x 5 in (10,2 cm x 12,7 cm)                        | 10381780270249 |
| 3900 | Lapo-Clamp II (suport pentru instrumente)                                            | 10381780270256 |
| 3909 | Depărtător pivotant Kelly, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)                            | 10381780270294 |
| 3910 | Suport de lamă FastSnap                                                              | 10381780270300 |
| 3911 | Depărtător pivotant cu fantă, maleabil, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)             | 10381780270317 |
| 3914 | Depărtător Cloward, 0,5 in x 3 in (1,3 cm x 7,6 cm)                                  | 10381780270324 |
| 3915 | Depărtător conic Cloward, 0,75 in x 1,25 in (1,9 cm x 3,2 cm)                        | 10381780270331 |
| 3916 | Depărtător conic Cloward, 0,75 in x 1,5 in (1,9 cm x 3,8 cm)                         | 10381780270348 |
| 3917 | Depărtător lateral cu buză, 0,75 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)                         | 10381780270355 |
| 3918 | Depărtător lateral cu buză, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm)                            | 10381780270362 |
| 3919 | Depărtător lateral cu buză, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)                            | 10381780270379 |
| 3921 | Depărtător medial, 1,25 in x 2,75 in (3,2 cm x 7,0 cm)                               | 10381780270386 |
| 3922 | Depărtător medial, 1,5 in x 2,75 in (3,8 cm x 7,0 cm)                                | 10381780270393 |
| 3923 | Depărtător medial, 1,5 in x 3,5 in (3,8 cm x 8,9 cm)                                 | 10381780270409 |
| 3924 | Depărtător maleabil submandibular, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)                    | 10381780270416 |
| 3925 | Lamă maleabilă submandibulară, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)                        | 10381780270423 |
| 3926 | Depărtător Meyerding, bont, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)                            | 10381780270430 |
| 3927 | Depărtător Meyerding, bont, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)                          | 10381780270447 |
| 3928 | Depărtător Meyerding, bont, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)                            | 10381780270454 |
| 3929 | Depărtător Richardson, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)                               | 10381780270461 |
| 3931 | Depărtător Meyerding modificat, dreapta                                              | 10381780270478 |
| 3932 | Depărtător Meyerding modificat, stânga                                               | 10381780270485 |
| 3974 | Depărtător pivotant Mayo, aluminiu, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                | 10381780270492 |
| 3975 | Depărtător pivotant Mayo, aluminiu, 3-1/2 in x 2 in (8,9 cm x 5,1 cm)                | 10381780270508 |
| 3976 | Depărtător pivotant tip gard, aluminiu, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm)              | 10381780270515 |
| 3977 | Depărtător pivotant splanhnic, aluminiu, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)          | 10381780270522 |
| 3978 | Depărtător pivotant splanhnic, aluminiu, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)              | 10381780270539 |
| 3979 | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)     | 10381780270546 |
| 3980 | Depărtător pivotant Deaver, aluminiu, 2-3/4 in x 4-1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)         | 10381780270553 |
| 3981 | Depărtător pivotant maleabil, aluminiu, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)           | 10381780270560 |
| 3983 | Depărtător pivotant Harrington Sweetheart, aluminiu, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)  | 10381780270584 |
| 4017 | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 4-1/2 in (2,5 cm x 11,4 cm) | 10381780270591 |
| 4019 | Depărtător pivotant splanhnic, aluminiu, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)          | 10381780270614 |
| 4020 | Ansamblu Wishbone standard, reglabil, cu braț în unghi                               | 10381780270621 |
| 4040 | Ansamblu SnapClamp                                                                   | 10381780270638 |
| 4070 | Omni-Ring, rotund, 12 in (30,5 cm) cu braț                                           | 10381780270645 |

| SKU  | Denumirea și descrierea produsului                                                                                 | UDI            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4080 | Tijă pentru câmpul steril FastSystem                                                                               | 10381780270652 |
| 4090 | Omni-Ring, oval, 12 in x 18 in (30,5 cm x 45,7 cm)                                                                 | 10381780270669 |
| 4547 | Clemă universală pentru balustradă                                                                                 | 10381780270683 |
| 4571 | Tijă pentru câmp steril, depărtător de șold                                                                        | 10381780270690 |
| 4592 | Depărtător de șold Mulier, 1 in x 2,5 in (2,5 cm x 6,4 cm)                                                         | 10381780270706 |
| 4593 | Depărtător de șold Mulier, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)                                                         | 10381780270713 |
| 4594 | Depărtător de șold Mulier, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)                                                        | 10381780270720 |
| 4595 | Depărtător de șold Mulier, 1 in x 5,5 in (2,5 cm x 14,0 cm)                                                        | 10381780270744 |
| 4597 | Depărtător de șold Mulier, 2 in x 3,5 in (5,1 cm x 8,9 cm)                                                         | 10381780270768 |
| 4598 | Depărtător de șold Mulier, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)                                                        | 10381780270775 |
| 4599 | Depărtător de șold Mulier, 2 in x 5,5 in (5,1 cm x 14,0 cm)                                                        | 10381780270782 |
| 4600 | Depărtător de șold Meyerding, 1 in x 2,5 in (2,5 cm x 6,4 cm)                                                      | 10381780270799 |
| 4601 | Depărtător de șold Meyerding, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)                                                      | 10381780270805 |
| 4602 | Depărtător de șold Meyerding, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)                                                     | 10381780270812 |
| 4604 | Depărtător de șold Meyerding, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)                                                      | 10381780270836 |
| 4605 | Depărtător de șold Meyerding, 2 in x 3,5 in (5,1 cm x 8,9 cm)                                                      | 10381780270843 |
| 4606 | Depărtător de șold Meyerding, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)                                                     | 10381780270850 |
| 4607 | Depărtător de șold Meyerding, 2 in x 5,5 in (5,1 cm x 14,0 cm)                                                     | 10381780270867 |
| 4621 | Cârlig pentru oase, 4 in (10,2 cm), adânc                                                                          | 10381780270881 |
| 4622 | Cârlig pentru oase, 5 in (12,7 cm), adânc                                                                          | 10381780270898 |
| 4637 | Depărtător pivotant tip gard utilizabil cu degetul, 2,63 in x 6 in (6,7 cm x 15,2 cm)                              | 10381780270904 |
| 4920 | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), nemaleabil                       | 10381780270911 |
| 4921 | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nemaleabil                       | 10381780270928 |
| 4922 | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm), nemaleabil                       | 10381780270935 |
| 4927 | Depărtător pivotant pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), nemaleabil                | 10381780270942 |
| 4928 | Depărtător pivotant pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nemaleabil                | 10381780270959 |
| 4929 | Depărtător pivotant pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm), nemaleabil                | 10381780270966 |
| 4932 | Lamă pivotantă pentru vena renală, oțel inoxidabil, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 6 in (2,5 cm x 10,2 cm) | 10381780270980 |
| 4933 | Lamă pivotantă pentru vena renală, cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)                  | 10381780270997 |
| 4935 | Depărtător pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), fix                                | 10381780271000 |
| 4936 | Depărtător pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nemaleabil                         | 10381780271017 |
| 4937 | Depărtător pentru vena renală, oțel inoxidabil, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,2 cm), nemaleabil                         | 10381780271024 |
| 4940 | Bară transversală articulată                                                                                       | 10381780271031 |
| 4943 | Bară transversală, BF-200                                                                                          | 10381780271048 |
| 4944 | Tijă pentru câmpul steril cu clemă dublă                                                                           | 10381780271055 |
| 4950 | Curea pentru articulații                                                                                           | 10381780268413 |
| 4954 | Ansamblu clemă, Stoney Richardson                                                                                  | 10381780271062 |
| 4956 | Depărtător Stoney–Richardson microreglabil, 0,75 in x 2,5 in (1,9 cm x 6,4 cm)                                     | 10381780271079 |
| 4957 | Depărtător pivotant tip greblă, 7/8 in x 1 in (2,2 cm x 2,5 cm), curbat mic                                        | 10381780271086 |
| 4958 | Depărtător pivotant tip greblă, 7/8 in x 1/2 in (2,2 cm x 1,3 cm), curbat mic                                      | 10381780271093 |
| 4959 | Depărtător pivotant Richardson, 3/4 in x 1 in (1,9 cm x 2,5 cm)                                                    | 10381780271109 |
| 4960 | Depărtător pivotant Richardson, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)                                                      | 10381780271116 |
| 4961 | Depărtător pivotant Richardson, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm), mic                                                 | 10381780271123 |
| 4962 | Depărtător pivotant splahnhic, 1-1/2 in x 3-1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm), mic                                          | 10381780271130 |
| 4963 | Depărtător pivotant maleabil, 1/2 in x 1 in (1,3 cm x 2,5 cm), mic                                                 | 10381780271147 |
| 4964 | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)                                                      | 10381780271154 |
| 4965 | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 3 in (1,9 cm x 7,6 cm)                                                      | 10381780271161 |

| SKU   | Denumirea și descrierea produsului                                               | UDI            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4966  | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm), mic              | 10381780271178 |
| 4967  | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mic                 | 10381780271185 |
| 4968  | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), mic                | 10381780271192 |
| 4969  | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm), mic                | 10381780271208 |
| 4970  | Depărtător pivotant maleabil, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), mic                | 10381780271215 |
| 4971  | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mic             | 10381780271222 |
| 4972  | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm), mic            | 10381780271239 |
| 4973  | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 5 in (3,8 cm x 12,7 cm), mic            | 10381780271246 |
| 4974  | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm), mic            | 10381780271253 |
| 4975  | Depărtător pivotant posterior, 1–3/4 in x 3 in (4,4 cm x 7,6 cm), mic            | 10381780271260 |
| 4976  | Depărtător pivotant posterior, 1–3/4 in x 4 in (4,4 cm x 10,2 cm), mic           | 10381780271277 |
| 4977  | Depărtător pivotant anterior, 1–1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mic             | 10381780271284 |
| 4978  | Depărtător pivotant Mayo, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mic                     | 10381780271291 |
| 4979  | Depărtător pivotant Mayo, 2 in x 1–1/2 in (5,1 cm x 3,8 cm), mic                 | 10381780271307 |
| 4980  | Depărtător pivotant Mayo, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)                          | 10381780271314 |
| 4981  | Depărtător pivotant Mayo, 2–3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm), mic                 | 10381780271321 |
| 4985  | Ansamblu Wishbone mic                                                            | 10381780271338 |
| 4988  | Braț de extensie Fast-System, 20 in (50,8 cm)                                    | 10381780271345 |
| 10244 | Tijă pentru câmpul steril Omni-Flex                                              | 10381780271369 |
| 10269 | Braț cadru Wishbone standard                                                     | 10381780271376 |
| 10270 | Braț cadru Wishbone mic                                                          | 10381780271383 |
| 10272 | Ansamblu clemă curea                                                             | 10381780268420 |
| 10385 | Lamă Hohman cu vârf dublu                                                        | 10381780271390 |
| 10386 | Lamă Hohman cu vârf simplu                                                       | 10381780271406 |
| 10387 | Lamă PCL cu vârf dublu                                                           | 10381780271413 |
| 10388 | Lamă PCL cu vârf simplu                                                          | 10381780271420 |
| 10389 | Greblă boantă, adâncime de 3/4 in (1,9 cm)                                       | 10381780271437 |
| 10390 | Greblă boantă, adâncime de 1,25 in (3,2 cm)                                      | 10381780271444 |
| 10391 | Greblă boantă, adâncime de 2–3/8 in (6,0 cm)                                     | 10381780271451 |
| 10419 | Ansamblu braț cadru de fixare                                                    | 10381780271475 |
| 11030 | Ansamblu clemă SideSnap                                                          | 10381780271529 |
| 11050 | Braț de susținere Omni-Flex                                                      | 10381780271550 |
| 11070 | Braț de extensie cu diametrul de 0,75 in (1,9 cm) și lungimea de 20 in (50,8 cm) | 10381780271567 |
| 11119 | SideSnap A.B.H.                                                                  | 10381780271574 |
| 11121 | Braț de extensie articulată, 19 in (48,3 cm)                                     | 10381780271581 |
| 11182 | Curele de schimb Omni-Flex, 12 in (30,5 cm), PUNGĂ DE 12                         | 10381780268437 |
| 11183 | Curele de schimb Omni-Flex, 27 in (68,6 cm), PUNGĂ DE 12                         | 10381780268444 |
| 11184 | Braț de susținere Speed-Tract                                                    | 10381780271598 |
| 11275 | Cuplaj Speed-Tract, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)                                | 10381780271604 |
| 11306 | Lamă renală radiotransparentă, aluminiu, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)          | 10381780271673 |
| 11308 | Lamă radiotransparentă splanhnică, aluminiu, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)    | 10381780271680 |
| 11309 | Lamă radiotransparentă splanhnică, aluminiu, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)      | 10381780271697 |
| 11321 | Speed-Tract, tijă pentru câmpul steril, cu cuplaj – 18 in (45,7 cm)              | 10381780271703 |
| 11340 | GhostTract, suport pentru lamă cu capăt pătrat                                   | 10381780271710 |
| 11352 | Speed-Tract, tijă pentru câmpul steril, cu cuplaj – 24 in (61,0 cm)              | 10381780271727 |
| 11355 | Tavă GHOSTRACT                                                                   | 10381780271734 |
| 11360 | GHOSTRACT, ansamblu suport pentru lamă cu capăt rotund                           | 10381780271741 |
| 11382 | Bară transversală dreaptă, Ø 0,500 in x 29 in (1,3 cm x 73,7 cm)                 | 10381780271758 |
| 11383 | Subansamblu suport de lamă, 24 in (61,0 cm)                                      | 10381780271765 |
| 11384 | Ansamblu tijă cu articulație simplă, 30 in (76,2 cm)                             | 10381780271772 |
| 11386 | Lamă pivotantă Mayo robustă, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)                  | 10381780271796 |
| 11402 | Lamă Harrington Sweetheart, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm), stil ABH             | 10381780271826 |
| 11406 | Lamă splanhnică, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm), stil ABH                        | 10381780271864 |
| 11407 | Lamă splanhnică, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm), stil ABH                        | 10381780271871 |

| SKU   | Denumirea și descrierea produsului                                            | UDI            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11408 | Lamă sternală, robustă, 3 in x 2,75 in (7,6 cm x 7,0 cm), stil ABH            | 10381780271888 |
| 11409 | Lamă St. Mark, 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm), stil ABH                     | 10381780271895 |
| 11440 | Depărtător pivotant Balfour, ax pătrat, 2,75 in x 3,0 in (7,0 cm x 7,6 cm)    | 10381780271901 |
| 11441 | Depărtător pivotant Harrington, ax pătrat, 2,5 in x 7,0 in (6,3 cm x 17,8 cm) | 10381780271918 |
| 11442 | Depărtător pivotant Kelly, ax pătrat, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)           | 10381780271925 |
| 11443 | Depărtător pivotant Kelly, ax pătrat, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)          | 10381780271932 |
| 11444 | Depărtător pivotant Kelly, ax pătrat, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)          | 10381780271949 |
| 11445 | Depărtător pivotant Kelly, ax pătrat, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)          | 10381780271956 |
| 11446 | Depărtător pivotant maleabil, ax pătrat, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)     | 10381780271963 |
| 11447 | Depărtător pivotant maleabil, ax pătrat, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)     | 10381780271970 |
| 11448 | Depărtător pivotant maleabil, ax pătrat, 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)     | 10381780271987 |
| 11480 | Inel rotund mediu, Lite                                                       | 10381780271994 |
| 11481 | Inel oval mediu, Lite                                                         | 10381780272007 |
| 11482 | Inel oval mare, Lite                                                          | 10381780272014 |
| 11490 | Ansamblu bilă cu clichet                                                      | 10381780272021 |
| 11500 | Mecanism cu clichet, elevator femural                                         | 10381780272038 |
| 11501 | Ansamblu cârlig femural, 9 in (22,9 cm)                                       | 10381780272045 |
| 11510 | Depărtător fix Balfour, ax pătrat, 2,75 in x 3,0 in (7,0 cm x 7,6 cm)         | 10381780272069 |
| 11511 | Depărtător fix Harrington, ax pătrat, 2,5 in x 7,0 in (6,3 cm x 17,8 cm)      | 10381780272076 |
| 11512 | Depărtător fix Kelly, ax pătrat, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)                | 10381780272083 |
| 11513 | Depărtător fix Kelly, ax pătrat, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)               | 10381780272090 |
| 11514 | Depărtător fix Kelly, ax pătrat, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)               | 10381780272106 |
| 11515 | Depărtător fix Kelly, ax pătrat, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)               | 10381780272113 |
| 11516 | Depărtător fix maleabil, ax pătrat, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)          | 10381780272120 |
| 11517 | Depărtător fix maleabil, ax pătrat, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)          | 10381780272137 |
| 11518 | Depărtător fix maleabil, ax pătrat, 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)          | 10381780272144 |
| 11560 | Clemă cu clichet basculantă și falcă încorporată                              | 10381780272151 |
| 11627 | Depărtător hepatic Nathanson, mare                                            | 10381780272205 |
| 11628 | Depărtător hepatic Nathanson, mediu                                           | 10381780272212 |
| 11629 | Depărtător hepatic Nathanson, mic                                             | 10381780272229 |
| 11631 | Inel oval extra-mic, 6 in x 7-3/4 in (15,2 cm x 19,7 cm)                      | 10381780272236 |
| 11632 | Inel oval mic 8-1/2 in x 12 in (21,6 cm x 30,5 cm)                            | 10381780272243 |
| 11633 | Inel rotund mic 8-1/2 in (21,6 cm)                                            | 10381780272250 |
| 11634 | Inel rotund mare, 12-1/2 in (31,8 cm)                                         | 10381780272267 |
| 11635 | Inel segmentat mic                                                            | 10381780272274 |
| 11639 | Depărtător fix Kelly XXS, 2 in x 1,5 in (5,1 cm x 3,8 cm)                     | 10381780272298 |
| 11640 | Depărtător fix Kelly XS, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)                      | 10381780272304 |
| 11641 | Depărtător fix Kelly XXL, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)                      | 10381780272311 |
| 11642 | Depărtător fix maleabil, mare, adânc, 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)          | 10381780272328 |
| 11644 | Depărtător Kelly pentru copii, 1 in x 1-1/2 in (2,5 cm x 3,8 cm)              | 10381780272335 |
| 11645 | Depărtător Kelly pentru copii, 1 in x 2-1/2 in (2,5 cm x 6,4 cm)              | 10381780272342 |
| 11646 | Clemă cu clichet basculantă                                                   | 10381780272359 |
| 11820 | Depărtător maleabil crestat, fix, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)              | 10381780272403 |
| 11821 | Depărtător maleabil crestat, fix, 2-1/2 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)          | 10381780272410 |
| 11822 | Depărtător maleabil crestat, fix, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)              | 10381780272427 |
| 11826 | Bară de extensie verticală Speed-Tract, Ø1 in x 12 in (2,5 cm x 30,5 cm)      | 10381780272434 |
| 11848 | Cadru divizat Speed-Tract, oval                                               | 10381780272472 |
| 11860 | Tavă și capac pentru sterilizator, set de lame lombare anterioare             | 10381780282280 |
| 11861 | Ansamblu inel rotund, braț dublu                                              | 10381780272496 |
| 11863 | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm), A.B.H.             | 10381780272502 |
| 11864 | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), A.B.H.            | 10381780272519 |
| 11865 | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm), A.B.H.            | 10381780272526 |
| 11866 | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), A.B.H.            | 10381780272533 |
| 11867 | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 7 in (2,5 cm x 17,8 cm), A.B.H.            | 10381780272540 |



| SKU    | Denumirea și descrierea produsului                                                            | UDI            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11868  | Depărtător renal, aluminiu, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm), A.B.H.                            | 10381780272557 |
| 11875  | Inel segmentat mediu                                                                          | 10381780272564 |
| 11880  | Tijă pentru câmpul steril Omni-Flex cu ansamblu de cleme de torsiune conică                   | 10381780272571 |
| 11902  | Depărtător Balfour pentru copii, 2,25 in x 1,5 in (5,7 cm x 3,8 cm)                           | 10381780272595 |
| 11910  | Clemă lamă standard                                                                           | 10381780272625 |
| 11931  | Depărtător hepatic Nathanson mic cu vârf de prindere Ø 0,375 in (1,0 cm)                      | 10381780272663 |
| 11932  | Depărtător hepatic Nathanson mediu cu vârf de prindere Ø 0,375 in (1,0 cm)                    | 10381780272670 |
| 11933  | Depărtător hepatic Nathanson mare cu vârf de prindere de Ø 0,375 in (1,0 cm)                  | 10381780272687 |
| 11936  | Depărtător fix Richardson, 0,75 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)                                   | 10381780272694 |
| 11938  | Depărtător fix maleabil, 0,5 in x 4 in (1,3 cm x 10,2 cm)                                     | 10381780272700 |
| 11942  | Depărtător fix Balfour, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)                                    | 10381780272724 |
| 11944  | Depărtător fix maleabil, 2 in x 10 in (5,1 cm x 25,4 cm)                                      | 10381780272731 |
| 11946  | Depărtător fix maleabil, 3 in x 10 in (7,6 cm x 25,4 cm)                                      | 10381780272748 |
| 11948  | Depărtător fix maleabil, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)                                      | 10381780272755 |
| 11952  | Depărtător fix Harrington Sweetheart, 3,5 in x 10,0 in (8,9 cm x 25,4 cm)                     | 10381780272779 |
| 11954  | Depărtător fix Richardson, 0,75 in x 1,0 in (1,9 cm x 2,5 cm)                                 | 10381780272786 |
| 11956  | Depărtător fix pentru vena renală, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)                             | 10381780272793 |
| 11958  | Depărtător vaginal lateral fix, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)                                 | 10381780272809 |
| 11960  | Depărtător vaginal Deaver mic, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)                                | 10381780272816 |
| 11962  | Depărtător vaginal Deaver mare, 1 in x 5 in (2,54 cm x 12,7 cm)                               | 10381780272823 |
| 11964  | Depărtător vaginal posterior, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)                                | 10381780272830 |
| 11966  | Inel segmentat perineal 8 in x 10–1/2 in (20,3 cm x 26,7 cm)                                  | 10381780272847 |
| 11968  | Inel rigid perineal 8 in x 10–1/2 in (20,3 cm x 26,7 cm)                                      | 10381780272854 |
| 10144R | Suport de lamă articulat                                                                      | 10381780271352 |
| 11300R | Lamă radiotransparentă Deaver, aluminiu, 2–3/4 in x 4–1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)               | 10381780271611 |
| 11301R | Lamă radiotransparentă maleabilă, aluminiu, 2 in x 6–1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)                | 10381780271628 |
| 11302R | Lamă radiotransparentă Mayo, aluminiu, 2–3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)                      | 10381780271635 |
| 11304R | Lamă radiotransparentă renală, aluminiu, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)                       | 10381780271659 |
| 11305R | Lamă renală radiotransparentă, aluminiu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)                       | 10381780271666 |
| 11400R | Lamă Deaver, 2,75 in x 4,5 in (7,0 cm x 11,4 cm), stil ABH                                    | 10381780271802 |
| 11401R | Lamă tip gard, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm), stil ABH                                      | 10381780271819 |
| 11403R | Lamă maleabilă cu fantă, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm), stil ABH                           | 10381780271833 |
| 11404R | Lamă Mayo, 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm), stil ABH                                         | 10381780271840 |
| 11405R | Lamă pentru vena renală, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), stil ABH                             | 10381780271857 |
| 11502R | Elevator femural cu tijă și braț pentru câmpul steril                                         | 10381780272052 |
| 11610R | Suport lamă articulat cu SnapClamp                                                            | 10381780272182 |
| 11904R | Depărtător Deaver, mic, 0,75 in x 3,0 in (1,9 cm x 7,6 cm)                                    | 10381780272601 |
| 3030R  | Ansamblu tijă, cu articulație dublă                                                           | 10381780268451 |
| 3041R  | Ansamblu piuliță mâner, 3/8 in (1,0 cm)                                                       | 10381780268475 |
| 3044R  | Șaibă captivă, 3/4 in (1,9 cm)                                                                | 10381780282266 |
| 3046R  | Ansamblu ax suport lamă, 6 in (15,2 cm)                                                       | 10381780268482 |
| 3091R  | Lamă depărtător Doherty-Harrington cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm)                             | 10381780268543 |
| 3094R  | Depărtător sternal, 3 in x 3 in (7,6 cm x 7,6 cm)                                             | 10381780268574 |
| 3101R  | Depărtător fix pentru vena renală, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)                             | 10381780268611 |
| 3103R  | Depărtător pivotant Richardson, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)                                 | 10381780268628 |
| 3104R  | Depărtător pivotant Richardson, 3/4 in x 1–1/2 in (1,9 cm x 3,8 cm)                           | 10381780268635 |
| 3105R  | Depărtător pivotant Richardson, 1 in x 1–1/2 in (2,5 cm x 3,8 cm)                             | 10381780268642 |
| 3120R  | Depărtător fix scurt Deaver, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm)                                   | 10381780268659 |
| 3121R  | Depărtător fix Deaver, 4 in x 5,5 in (10,4 cm x 14,0 cm)                                      | 10381780268666 |
| 3132R  | Lamă pivotantă standard Mayo cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm) | 10381780268673 |
| 3138R  | Depărtător fix Deaver, 2,75 in x 4,5 in (7,0 cm x 11,4 cm)                                    | 10381780268703 |
| 3145R  | Depărtător Kelly modificat, 3 in x 3 in (7,6 cm x 7,6 cm), fix                                | 10381780268727 |
| 3147R  | Depărtător Kelly modificat, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm), fix                               | 10381780268741 |

| SKU   | Denumirea și descrierea produsului                                                         | UDI            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3150R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)  | 10381780268765 |
| 3151R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)  | 10381780268772 |
| 3152R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 6,5 in (10,2 cm x 16,5 cm) | 10381780268789 |
| 3167R | Ansamblu lamă și braț Stoney Richardson, 0,75 in x 2,5 in (1,9 cm x 6,4 cm)                | 10381780268796 |
| 3175R | Depărtător fix lat Mayo                                                                    | 10381780268819 |
| 3178R | Suport de lamă microreglabil, complet                                                      | 10381780268840 |
| 3187R | Depărtător fix Deaver, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)                                      | 10381780268864 |
| 3222R | Lamă pivotantă Deaver, 2–3/4 in x 4–1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)                              | 10381780268949 |
| 3223R | Lamă pivotantă tip gard cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 5 in (10,2 cm x 12,7 cm)    | 10381780268956 |
| 3225R | Depărtător pivotant Richardson mini, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)                         | 10381780268963 |
| 3259R | I.M.A. Ansamblu tip greblă, dinți bonți, curbat                                            | 10381780268970 |
| 3281R | Depărtător tip greblă, 0,875 in x 1 in (2,2 cm x 2,5 cm), curbat mini                      | 10381780269014 |
| 3341R | Depărtător pivotant Richardson, 3/4 in x 1 in (1,9 cm x 2,5 cm), mini                      | 10381780269069 |
| 3361R | Depărtător splanhnic fix, 1,5 in x 3,5 in (3,8 cm x 8,9 cm), mini                          | 10381780269090 |
| 3376R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)  | 10381780269137 |
| 3377R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 7 in (3,8 cm x 17,8 cm)  | 10381780269144 |
| 3379R | Ansamblu braț suport lamă, 6 in (15,2 cm), mini                                            | 10381780269151 |
| 3394R | Lamă pivotantă maleabilă cu orificiu de 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 7 in (2,5 cm x 17,8 cm)    | 10381780269199 |
| 3397R | Depărtător pivotant Mayo, 3–1/2 in x 2 in (8,9 cm x 5,1 cm)                                | 10381780269205 |
| 3399R | Depărtător fix Harrington, 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)                                | 10381780269229 |
| 3422R | Set tavă și capac pentru sterilizator, 12,5 in x 26,5 in (31,8 cm x 67,3 cm)               | 10381780269236 |
| 3804R | Depărtător pivotant anterior, 1–1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mini                      | 10381780269922 |
| 3806R | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm), mini                        | 10381780269939 |
| 3808R | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 3 in (1,9 cm x 7,6 cm), mini                        | 10381780269946 |
| 3810R | Depărtător pivotant maleabil, 3/4 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm), mini                       | 10381780269953 |
| 3818R | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mini                      | 10381780269991 |
| 3820R | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm), mini                     | 10381780270003 |
| 3822R | Depărtător pivotant maleabil, 1–1/2 in x 5 in (3,8 cm x 12,7 cm), mini                     | 10381780270010 |
| 3854R | Depărtător pivotant Deaver, 1–1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)                             | 10381780270065 |
| 3856R | Depărtător pivotant tip gard, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)                              | 10381780270058 |
| 3858R | Depărtător pivotant posterior, 1–3/4 in x 3 in (4,5 cm x 7,6 cm)                           | 10381780270072 |
| 3866R | Depărtător pivotant Mayo, 2–3/4 in x 3 in (7,0 cm x 7,6 cm)                                | 10381780270119 |
| 3868R | Depărtător pivotant Mayo, 3–1/2 in x 4 in (8,4 cm x 10,2 cm)                               | 10381780270126 |
| 3876R | Depărtător pivotant maleabil, 3 in x 6–1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)                           | 10381780270164 |
| 3878R | Depărtător pivotant maleabil, 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)                               | 10381780270171 |
| 3880R | Depărtător pivotant maleabil, 4 in x 6–1/2 in (10,2 cm x 16,5 cm)                          | 10381780270188 |
| 3882R | Depărtător pivotant maleabil, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)                              | 10381780270195 |
| 3883R | Depărtător pivotant Mayo, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)                                    | 10381780270201 |
| 3906R | Depărtător pivotant Kelly, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)                                   | 10381780270263 |
| 3907R | Depărtător pivotant Kelly, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)                                  | 10381780270270 |
| 3908R | Depărtător pivotant Kelly, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)                                  | 10381780270287 |
| 3982R | Depărtător pivotant maleabil, aluminiu, 3 in x 6–1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)                 | 10381780270577 |
| 4018R | Depărtător pivotant pentru vena renală, aluminiu, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)           | 10381780270607 |
| 4105R | Depărtător pivotant splanhnic, aluminiu, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)                    | 10381780270676 |
| 4596R | Depărtător de șold Mulier, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)                                 | 10381780270751 |
| 4603R | Depărtător de șold Meyerding, 1 in x 5,5 in (2,5 cm x 14,0 cm)                             | 10381780270829 |
| 4615R | Cârlig pentru oase, 2–1/2 in (6,4 cm)                                                      | 10381780270874 |