

**Suliqua 100 unități/ml + 50 micrograme/ml
soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut**
**Suliqua 100 unități/ml + 33 micrograme/ml
soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut**
(insulină glargin + lixisenatidă)

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PRESCRIERE

PREZENTARE INTRODUCȚIVĂ A MEDICAMENTULUI SULIQUA (insulină glargin 100 unități/ml + lixisenatidă) — DISPONIBIL ÎN DOUĂ STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE, CARE AU INTERVALUL DE DOZE DIFERIT

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

Scopul acestei scrisori este de a oferi informații importante despre stabilirea dozelor în prescrierea medicamentului SULIQUA, care este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, ca adjuvant dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformină administrată în asociere cu sau fără inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu glucoză (SGLT-2).

Rezumat

Medicamentul SULIQUA este o combinație în doză fixă a două medicamente aprobate în Europa: insulină glargin 100 unități/ml și lixisenatidă. Medicamentul SULIQUA este disponibil în 2 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute care conțin concentrații diferite de lixisenatidă și intervale diferite ale dozei de insulină glargin 100 unități/ml, pentru tratamentul pacienților care necesită doze diferite de insulină, de până la 60 unități:

- Ambele stilouri injectoare (pen-uri) preumplute conțin insulină glargin cu o concentrație de 100 unități/ml.
- Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (10-40) permite administrarea unei doze zilnice cuprinse între 10 și 40 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml și lixisenatidă 50 micrograme/ml; intervalul de doze: 10 până la 40 unități de insulină glargin în combinație cu 5 până la 20 micrograme lixisenatidă). Acest stilou injector (pen) are culoarea piersicii și un buton de injectare portocaliu.
- Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (30-60) permite administrarea unei doze zilnice cuprinse între 30 și 60 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml și lixisenatidă 33 micrograme/ml; intervalul de doze: 30 până la 60 unități de insulină glargin în combinație cu 10 până la 20 micrograme lixisenatidă). Acest stilou injector are culoarea oliv și un buton de injectare maro.
- Ambele combinații de SULIQUA sunt disponibile cu tehnologia pentru stilouri injectoare SoloStar.


STILOU INJECTOR SULIQUA 10-40

SULIQUA 100 UNITĂȚI/ml + 50 micrograme/ml
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU INJECTOR
PREUMPLUT



STILOU INJECTOR SULIQUA 30-60

SULIQUA 100 UNITĂȚI/ml + 33 micrograme/ml
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU INJECTOR
PREUMPLUT



Veți găsi anexat Ghidul pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cu informații suplimentare. În această corespondență sunt incluse și exemplare ale Ghidului pentru pacient, pentru a fi distribuite pacienților tratați cu medicamentul SULIQUA.

Informațiile din acest material au fost convenite împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Pentru recomandările suplimentare de prescriere, vă rugăm să citiți Rezumatul caracteristicilor produsului medicamentului SULIQUA, anexat.

Pentru informații suplimentare, contactați Sanofi la tel: +40 (0) 21 317 31 36

Pentru orice întrebări sau dacă aveți nevoie de exemplare suplimentare din aceste materiale educaționale, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9
Sector 2, București, România
pv.ro@sanofi.com
Tel: 021 317 31 36
Fax: 021 317 31 34

Cu stimă,

<Numele directorului medical>

Sunt anexate: Ghidul pentru profesioniștii din domeniul sănătății, Ghidul pentru pacient, Rezumatul Caracteristicilor Produsului, Prospectul pentru pacient și Instrucțiunile de utilizare pentru pacient

SANOFI 