

Soluție perfuzabilă Ringer, soluție perfuzabilă
Clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de calciu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Soluția perfuzabilă Ringer și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Soluția perfuzabilă Ringer
3. Cum să utilizați Soluția perfuzabilă Ringer
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Soluția perfuzabilă Ringer
6. Informații suplimentare

1. Ce este Soluția perfuzabilă Ringer și pentru ce se utilizează

Soluția perfuzabilă Ringer este o soluție de lichide și electroliți (săruri sau ioni). Concentrația în sodiu, potasiu și calciu este similară cu cea din sângele dumneavoastră.

Soluția perfuzabilă Ringer este utilizată pentru a completa necesarul de fluide și săruri, în următoarele cazuri:

- echilibrul hidric și electrolitic trebuie menținut prin administrarea unei cantități potrivite de soluție Ringer direct în sânge, în special dacă aveți un nivel scăzut al clorurii,
- dacă sunteți deshidratat și pierdeți apă și săruri,
- dacă aveți pierderi de clorură (în urma stărilor de vomă)
- dacă ați pierdut sânge și necesitați înlocuirea lui pe termen scurt.

Este de asemenea folosit ca soluție vehicul pentru săruri concentrate sau alte medicamente.

2. Înainte să utilizați soluția perfuzabilă Ringer

Nu utilizați Soluția perfuzabilă Ringer

- dacă aveți o cantitate prea mare de apă în organism

Aveți grijă deosebită când utilizați Soluția perfuzabilă Ringer

Medicul dvs. vă va administra cu precauție soluția perfuzabilă Ringer în următoarele cazuri:

- dacă rețineți apă, păstrând în același timp sărurile,
- dacă aveți concentrații crescute de potasiu, sodiu și clorură în sânge,
- afectare a funcției rinichilor cu o tendință de creștere a concentrației potasiului în sânge,

- alte condiții în care nivelul sodiului trebuie să fie scăzut, cum ar fi insuficiență cardiacă, umflături, apă la plămâni, presiune crescută a sângelui, toxemie gravidică (vezi secțiunea "Sarcina și alăptarea").

În timpul administrării soluției Ringer, concentrația de săruri și echilibrul hidric vă vor fi monitorizate.

Atenționări speciale privind conținutul de aer din flacon

Flaconul din polietilenă conține un volum semnificativ de aer. Pentru a evita riscul de embolism, tot aerul din flacon trebuie eliminat înainte de a începe perfuzarea sub presiune.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Sarcina

Spuneți medicului dvs dacă sunteți gravidă. Soluția perfuzabilă Ringer poate fi administrată în timpul sarcinii și alăptării, sub supravegherea atentă a medicului.

Acest medicament nu vi se va administra în caz de sarcină toxică (stare posibilă în trimestrul III de sarcină, când pacienta prezintă tensiune arterială mare, umflături și eliminare de proteine prin urină).

Alăptarea

Vă rugăm să informați medicul dacă alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Acest medicament nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Soluția perfuzabilă Ringer

Acest medicament vi se va administra sub formă de picături, direct într-o venă. Soluția perfuzabilă Ringer se administrează numai de către personalul medical de specialitate.

Utilizarea la adulți

Medicul dvs va decide asupra dozei din soluția perfuzabilă Ringer, în funcție de vârstă, greutate și alte condiții.

Doza zilnică maximă recomandată pentru un adult este 40 ml/kg corp pe zi. În mod normal, vi se va administra până la 5 ml/kg corp pe oră.

Utilizarea la copii și bătrâni

La copii și bătrâni doza optimă se va identifica în funcție de necesitățile individuale ale pacientului.

Dacă ați utilizat mai multă Soluție perfuzabilă Ringer decât trebuie

Deoarece acest medicament este administrat de către un cadru medical este foarte puțin probabil să vi se administreze prea mult sau puțin.

În caz de supradozaj puteți avea următoarele reacții adverse: înroșirea feței, umflarea venelor, acumularea de lichide în exces în organism (edeme) care pot fi însoțite în cazuri grave de dificultăți la respirație (edem pulmonar), tulburări metabolice (dezechimbrie electrolitice și acido-bazice, hiperosmolaritate). Medicul dumneavoastră vă va administra tratamentul adecvat pentru aceste reacții adverse.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dvs.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Soluția perfuzabilă Ringer poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt cauzate în mare parte datorită dozei sau ratei de perfuzare inadecvate. Frecvența lor este dependentă de doză. În aceste cazuri, poate crește mai ales nivelul clorurii din sângele dvs., în timp ce vi se administrează acest medicament.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Mr. Ștefan Sănătescu nr.48, sector 1

București 011478-RO

[Tel: +4 0757 117 259](tel:+40757117259)

Fax: +4 0213 163 497

email: adr@anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SOLUȚIA PERFUZABILĂ RINGER

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Soluția perfuzabilă Ringer după data de expirare înscrisă pe cutie/flacon (după EXP:).

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați dacă soluția este tulbure și prezintă particule vizibile. Nu utilizați dacă flaconul este deteriorat.

Flacoanele sunt numai pentru o singură utilizare. După ce au fost utilizate, flacoanele și orice soluție rămasă trebuie eliminate.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Soluția perfuzabilă Ringer

- substanțele active sunt clorura de potasiu, clorura de calciu dihidrat, clorura de sodiu.

1000 ml soluție perfuzabilă conțin:

Clorură de sodiu 8.60 g,

Clorură de potasiu 0.30 g,

Clorură de calciu dihidrat 0.33 g.

Concentrația în electroliți:

Sodiu	147 mmol/l
Potasiu	4.0 mmol/l
Calciu	2,2 mmol/l
Clorură	155,5 mmol/l

Osmolaritate teoretică: 309 mOsm/l

Aciditate (titrare la pH 7.4): < 0.3 mmol/l

pH: 5.0 – 7.0

- celelalte componente sunt apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Soluția perfuzabilă Ringer și conținutul ambalajului

Soluția perfuzabilă Ringer este o soluție perfuzabilă, care se administrează sub formă de picături, direct într-o venă.

Este o soluție limpede și incoloră de săruri în apă.

Soluția perfuzabilă Ringer este disponibilă în cutii cu 10 flacoane, din polietilenă a câte 500 ml soluție perfuzabilă.

Soluția perfuzabilă Ringer este disponibilă în cutii cu 10 flacoane, din polietilenă a câte 1000 ml soluție perfuzabilă.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții

Deținătorul autorizației de punere pe piață

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1,

D-34212 Melsungen,

Germania.

Adresă poștală:

34209 Melsungen,

Germania.

Fabricanții

B.BRAUN Melsungen AG,

Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germania

B.BRAUN MEDICAL S.A.

Carretera de Terrassa, 12108191 Rubi, Spania

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2021.